

ZOLL AED 3™
Accessoires en Training producten


ZOLL®



ACCESSOIRES VOOR IEDERE REANIMATIE

REANIMATIE-ACCESSOIRES VOOR EENMALIG GEBRUIK

Accessoires met een lange houdbaarheid, voor iedere reanimatie



CPR Uni-padz™

Werkelijk universele elektroden. Met de kinderknop kunt u eenvoudig en snel overschakelen van reanimatie van een volwassene naar reanimatie van een kind. Er hoeven geen andere elektroden te worden aangesloten. Geen sleutel nodig. Levensduur van vijf jaar vanaf de installatie. Uitgebreide feedback over de reanimatie.

Onderdeelnr. 8900-000260.



Elke set CPR Uni-padz wordt geleverd met een bijbehorende accessoirekit voor reanimatie. Hierin zitten een schaar om de kleding van het slachtoffer open te knippen en de borstkas vrij te maken, handschoenen (niet van latex) en een beademingsmasker ter bescherming van de hulpverlener, een papieren doekje om te zorgen dat de contactpunten met de elektroden droog zijn, een scheermesje om eventueel haar te verwijderen, en een doekje voor schoonmaken achteraf.

Batterij

De levensduur van de wegwerpbatterij van lithiummangaandioxide na installatie in de ZOLL AED 3 bedraagt vijf jaar in stand-bymodus. Zolang de ZOLL AED 3 niet bij een reanimatie is gebruikt, hoeven de accessoires voor eenmalig gebruik maar eens in de vijf jaar te worden vervangen.

Onderdeelnr. 8000-000696



TRAINING

Simulatietraining voor elke hulpverlener



Elektronische simulator op batterijen

Voor het genereren van een schokbaar of niet-schokbaar hartritme voor verschillende noodscenario's. Inclusief batterij van 9 volt. Onderdeelnr. 8000-000925



Simulatie-elektroden

Deze elektroden kunnen worden aangesloten op de ZOLL AED 3 en de simulator, voor gebruik van het apparaat voor simulatietraining. Inclusief één set van twee herbruikbare trainingsgels. Onderdeelnr. 8900-000264



Trainingsgels

Acht sets bestaande uit twee herbruikbare trainingsgels voor gebruik in combinatie met simulatie-elektroden. Onderdeelnr. 8900-000265



Oefenpop

Voor simulatie van een slachtoffer van 60 kg. Afnembaar hoofd voor compacte opslag. Ook zonder hoofd te gebruiken voor oefenen zonder beademing. Onderdeelnr. 8000-0835-01



Standaard op de muur bevestigde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001256

WANDKAST

Veilig en bereikbaar

Om te zorgen dat uw ZOLL AED 3 veilig bewaard wordt en in geval van nood gemakkelijk bereikbaar is, hebt u keuze uit diverse modellen wandkasten met alarm op batterijen.* In iedere kast is plaats voor een ZOLL AED 3, een reserveset elektroden en een reservebatterij voor het geval deze nodig zijn. Het model dat op de

muur wordt bevestigd, is het eenvoudigst te installeren; de half ingebouwde en volledig ingebouwde modellen steken minder hinderlijk uit. Alle drie de modellen worden geleverd met een set stickers met het ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) AED-logo en instructies voor de installatie.



Half ingebouwde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001257



Volledig ingebouwde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001258

*inclusief batterij van 9 volt

AED-BORDJES

Volgens ILCOR*

Vlakke AED-bordjes

Vlak bordje volgens ILCOR (AED)
Onderdeelnr. 8000-001260



Vlak bordje volgens ILCOR (DAE)
Onderdeelnr. 8000-001262



Vlak bordje volgens ILCOR (DEA)
Onderdeelnr. 8000-001264



Driedimensionale AED-bordjes

3D-bordje volgens ILCOR (AED)
Onderdeelnr. 8000-001261



3D-bordje volgens ILCOR (DAE)
Onderdeelnr. 8000-001263



3D-bordje volgens ILCOR (DEA)
Onderdeelnr. 8000-001265



Alarmlicht (stroboscoop) voor standaard
op de muur bevestigde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001259



Alarmlicht (stroboscoop) voor
half/ volledig ingebouwde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001267

*International Liaison Committee on Resuscitation

OPHANGSYSTEMEN

Een eenvoudig universeel ophangstelsysteem

In het universele ophangstelsysteem kan de ZOLL AED 3 aan de muur worden bevestigd, met of zonder het bijbehorende koffertje. Op het ophangstelsysteem is het groene AED-symbool van ILCOR aanwezig. Het systeem wordt geleverd met hulpmiddelen voor de bevestiging, een kaart waarop de verbruiksartikelen kunnen worden bijgehouden, een voorbeeld voor de bevestiging en instructies voor het ophangen.



Universeel ophangstelsysteem met ZOLL
AED 3 zonder koffertje
Onderdeelnr. 8000-001255



Universeel ophangstelsysteem met ZOLL AED 3
met koffertje en reserveset CPR Uni-padz
(in het koffertje)
Onderdeelnr. 8000-001266

KOFFERS EN TASSEN

Veilig en bereikbaar

Keuze uit drie verschillende koffertjes om de ZOLL AED 3 in op te bergen en mee te nemen: de standaard draagtas (meegeleverd bij de ZOLL AED 3 BLS), het compacte harde koffertje of het groot formaat harde koffertje. De harde koffertjes zijn waterdicht, en zijn water- en stofdicht conform IP68.

Standaard draagtas

Naast de ZOLL AED 3 met aangesloten CPR Uni-padz is er in de standaard draagtas ook plaats voor een reserveset CPR Uni-padz.

Onderdeelnr. 8000-001250

Vervangende schouderband voor de draagtas voor de ZOLL AED 3

Onderdeelnr. 8000-001252



Groot formaat hard koffertje

In dit groot formaat koffertje kunt u alles wat u nodig hebt voor een gedegen reanimatie goed beschermd meenemen, waaronder ook een reserveset CPR Uni-padz en een reservebatterij.

Onderdeelnr. 8000-001254



Compact hard koffertje

Kies het compacte harde koffertje als lichtgewicht oplossing met maximale bescherming in situaties met een grote kans dat gedegen reanimatie nodig is.

Onderdeelnr. 8000-001253



Batterijtas

Bewaar de batterij voor de ZOLL AED 3 in dit handige opbergzakje zodat hij gemakkelijk vindbaar is en snel bij de hand wanneer hij nodig is. Gemakkelijk op te bergen in de draagtas.

Onderdeelnr. 8000-001251



AANVULLENDE DIENSTEN BIJ DE ZOLL AED 3

Programmabeheer van Zoll: Program Management Onboard met PlusTrac

Met Program Management Onboard™ blijft u moeiteloos op de hoogte van de functionele status en de staat van onderhoud van de ZOLL AED 3. Via de cloud kunt u tijdens de installatie van uw ZOLL AED 3 in enkele minuten verbinding maken met PlusTrac™, het online programmabeheersysteem van ZOLL.

Program Management Onboard stuurt regelmatig, na afloop van iedere automatische zelftest, een verslag over de status van uw ZOLL AED 3. Als er tijdens de zelftest een defect wordt geconstateerd, stuurt PlusTrac u meteen een e-mail met de bijzonderheden.

U kunt ook op ieder gewenst moment inloggen op uw PlusTrac-account om alle AED's te bekijken waar u verantwoordelijk voor bent, gegroepeerd naar de locaties onder uw beheer, met daarbij ook de trainingsstatus van uw vrijwillige hulpverleners.

PlusTrac zorgt voor naadloos, eenvoudig programmabeheer voor AED's, en met Program Management Onboard verzorgt uw ZOLL AED 3 zijn eigen onderhoud.

Bij iedere ZOLL AED 3 die u aanschaft, kunt u het eerste jaar helemaal gratis gebruikmaken van Program Management Onboard. Daarna kunt u tegen betaling het gebruiksrecht van Program Management Onboard steeds met één of vijf jaar verlengen. Als u via uw erkende distributeur van ZOLL uw gebruiksrecht van PlusTrac verlengt, ontvangt u een officieel PlusTrac-certificaat met een code waarmee u het programma nog één of nog vijf jaar kunt blijven gebruiken.



PlusTrac-certificaat voor EEN jaar gebruik
Onderdeelnr. 8000-1110-01

PlusTrac-certificaat voor VIJF jaar gebruik
Onderdeelnr. 8000-1111-01



VERKRIJGBARE ACCESSOIRES EN AANVULLENDE DIENSTEN

Wilt u meer weten over accessoires en diensten die beschikbaar zijn bij de ZOLL AED 3?

Neem contact op met uw lokale erkende distributeur van ZOLL, of kijk op zoll.com/aed3.

Meer informatie over programmabeheer voor AED's met PlusTrac vindt u op plustrac2.com.

Erkende distributeurs van ZOLL kunnen u helpen met alle facetten van uw AED-programma, waaronder:

- Programmabeheer en onderhoud
- Voldoen aan lokale regelgeving en registratie
- Training voor uw vrijwillige hulpverleners
- Aanvullen van accessoires
- Meer AED's opnemen in uw programma.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

Een bedrijf van de Asahi Kasei Group | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824, Verenigde Staten | 978-421-9655 | www.zoll.com

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management Onboard en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

De ZOLL AED 3 en Program Management Onboard worden niet verkocht in de Verenigde Staten. De producten zijn voorsnog niet toegelaten/goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Gedrukt in de VS.
MCN PP 1606 0183-16

Zie www.zoll.com/contacts voor adressen en faxnummers van dochterondernemingen en andere vestigingen in de wereld.

ZOLL®