




ZOLL



AED

ZOLL AED 3™ BLS

Real CPR Help® con Program Management Onboard™ Aún mejor ayuda para los reanimadores

CPR Dashboard™ utiliza Real CPR Help para mostrar la velocidad y la profundidad de las compresiones torácicas en adultos, así como la reanimación pediátrica (ilustrado aquí); una primicia del sector para un DEA.

Reconfigúrelo fácilmente a través de la pantalla táctil interactiva para cumplir los protocolos clínicos y encender/apagar la grabación de audio.

El botón de descarga se activa en 8 segundos después de detener la RCP (con una batería nueva).



Program Management Onboard se conecta en la nube a PlusTrac™ para el registro automático de componentes, la notificación por correo electrónico de los fallos de autodiagnóstico, y la cuenta atrás de la caducidad de los electrodos y la batería.

La cuenta atrás de RCP muestra el tiempo restante en el ciclo de RCP en curso.

Pase fácilmente al modo pediátrico con solo pulsar un botón. No es necesario cambiar las almohadillas con CPR Uni-padz™.

Para obtener más información sobre el ZOLL AED 3™, llámenos al +1-978-421-9655 o visítenos en www.zoll.com/aed3

ZOLL®